



Conteneur primaire possible: tube à échantillons, récipient en plastique étanche
Conteneur secondaire possible: sac en plastique, tube, boîte en plastique, boîte refermable. Ajouter suffisamment de matériau absorbant.
Emballage extérieur: boîte en carton, enveloppe rembourrée
Important: le conteneur secondaire ou l'emballage extérieur doit être solide!

Le paquet doit être identifié au moyen d'un autocollant portant la mention UN 3373 (qui désigne les échantillons de diagnostic).

Veillez imprimer cette mention sur une [étiquette autocollante](#) en format A4 ou commander l'autocollant auprès de:

Swiss TS Technical Services AG
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Tél: +41 44 877 62 22
info@swissts.ch